

## ORTOZA ZA VRAT - MO


### UPORABA:

- lažje poškodbe vratne hrbtenice
- izvini
- nategi


Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na zdravnika.

### NAVODILO ZA NAMESTITEV

Ortozo namestite na vrat in zadaj spnite z trakom-ježkom. - SLIKI 1 in 2



slika 1



slika 2

### NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE:

- Ortozo operite ročno v mlačni vodi in blagi milnici.
- Sušite na zraku pri sobni temperaturi.

VELIKOSTI	EAN
S - 8	3830021531019
S - 10	3830021531026
S - 12	3830021531033
M - 8	3830021531040
M - 10	3830021531057
M - 12	3830021531064
L - 8	3830021531071
L - 10	3830021531088
L - 12	3830021531095
PO MERI	3830021531002

